

The logo for DAB, featuring the letters 'dab' in a white, lowercase, rounded font, set against a solid green square background.

dab

KATALOG KIRURGI

DAB DENTAL





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PRODUKTKATALOG KIRURGI
DAB DENTAL

6-29

IMPLANTAT & IMPLANTAT- PROTETIK

Implantat ersätter förlorade tänder med stabila och estetiska lösningar. Med rätt system och protetik på kliniken främjas snabb läkning, god funktion och långsiktig patientkomfort.

30-33

BENERSÄTTNING

Benersättningsmaterial är en viktig del av modern implantatbehandling och käkkirurgi. De stödjer nybildning av ben, stabiliserar implantat och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara resultat. Med rätt material på kliniken främjas effektiv läkning och trygg behandling.

34-47

INSTRUMENT

En välkomponerad baskirurgisk bricka är grunden i varje kirurgiskt ingrepp. Den innehåller de viktigaste instrumenten för att möjliggöra precision, god åtkomst och effektiv vävnadshandling. Med rätt uppsättning på plats skapas trygghet för både kirurg och patient, oavsett ingreppets omfattning.

48-53

SUTUR

Suturer är en grundläggande del av all kirurgi – från enklare ingrepp till avancerade operationer. Med rätt suturmateriäl säkerställs stabil vävnadsanpassning, optimal läkning och hög patientkomfort. Ett brett sortiment ger flexibilitet och precision i varje steg av behandlingen.

54-57

OP TILLBEHÖR

Kirurgiska tillbehör är avgörande för att skapa en effektiv och hygienisk arbetsmiljö. Från sug och dukar till skyddsutrustning och engångsartiklar, rätt tillbehör förenklar arbetsflödet och bidrar till säkra resultat för både team och patient.

Det här är är
stegen för att
lägga en order
på DAB Dental
Kirurgi:

Kundtjänst

Vi hjälper till med eventuella frågor
och beställningar. Ring eller maila
gärna oss!

Telefon: 08-506 505 05
Mail: kontakt@dabdental.se

WebShop

Logga in eller skapa konto

Klicka på Logga in högst upp på
sidan. Om du är ny kund, välj Skapa
konto och fyll i dina uppgifter.

Navigera till webbutiken

Använd menyn för att välja kategori:
Kirurgi

Välj produkter

Klicka på en produkt för att se
detaljer. Välj antal och klicka på
Lägg i varukorg.

Gå till varukorgen

Klicka på varukorgsikonen.
Kontrollera att allt stämmer: antal,
pris, produktnamn.

Till kassan

Klicka på Till kassan. Fyll i
leveransinformation och välj
fraktsätt.

Välj betalningsmetod

Välj mellan tillgängliga alternativ
(t.ex. faktura eller kort).

Bekräfta ordern

Granska all information och
klicka på Bekräfta köp.

Orderbekräftelse

Du får en bekräftelse via e-post
med ordernummer och detaljer.

Leveranstid

Du beräknas ha din order inom 24 h.

Här är vi som
jobbar på DAB
Dental Kirurgi



Ninni Teljstedt

Försäljningschef
Kirurgi
08-506 505 30
0708-59 34 40
ninni.teljstedt
@dabdental.se



Anna Bäckmark Olsson

Kundtjänst
Förbrukning
Tandsköterska
08-506 505 14
anna.backmark.olsson
@dabdental.se



Jeanette Nilsson

Distriktsansvarig
Säljare Kirurgi
södra & västra Sverige
0708-59 34 54
jeanette.nilsson
@dabdental.se



Tommy Holmén

Senior Advisor
tommy.holmen
@dabdental.se

Implantat &
implantat proteik
1

Benersättning
Kirurgi
2

Instrument
Kirurgi
3

Sutur
Kirurgi
4

Op Tillbehör
Kirurgi
5





Implantat och implantatprotetik

Southern Implants ett väl dokumenterat implantatsystem med över 30 års klinisk erfarenhet - utvecklat för att ge förutsägbart resultat och optimal osseointegration till ett tilltalande pris.




IT Implantat

Precision och styrka

Våra IT-implantat kombinerar innovativ design med beprövad teknik för att skapa stabila, långsiktiga lösningar. Systemet finns i både koniska och raka utföranden, samt med vinklade varianter på 12°, vilket ger maximal flexibilitet för varje klinisk situation. Med hög precision i varje komponent och en användarvänlig hantering ger IT-systemet både klinisk trygghet och estetiska resultat - varje gång.



IT



	Kod	Längd	Cylindrisk eller Konisk
Ø3.3	ITC3xx ITC3xxF	6 / 8 / 10 / 12 / 14 6 / 8 / 10 / 12 / 14	C C
Ø4.1	ITC4xx ITC4xxF	6 / 8 / 10 / 12 / 14 6 / 8 / 10 / 12 / 14	C C
Ø4.9	ITC5xx ITC5xxF	6 / 8 / 10 / 12 / 14 6 / 8 / 10 / 12 / 14	C C
Ø4.0	ITT4xx ITT4xxF	8 / 10 / 12 / 14 8 / 10 / 12 / 14	T T
Ø5.0	ITT5xx ITT5xxF	8 / 10 / 12 / 14 8 / 10 / 12 / 14	T T
Ø6.0*	ITC6xx ITC6xxF	8 / 10 / 12 8 / 10 / 12	T T

* wide interface
(F) in code indicates with fixture mount.

CO-AXIS (packaged with TT1 Healing Abutment)

	Kod	Längd	Cylindrisk eller Konisk
Ø4.0	ITST12D-4xxF	8 / 10 / 12 / 14	T
Ø5.0	ITST12D-5xxF	8 / 10 / 12 / 14	T

MAXIT

	Kod	Längd	Cylindrisk eller Konisk
Ø7.0	MAXIT7-xxF	7 / 9 / 11	T
Ø5.0	MAXIT8-xxF	7 / 9 / 11	T
Ø9.0	MAXIT9-xxF	7 / 9 / 11	T

			
Cover Screw TT0	Healing Abutments TTX 1/2/3/5/6/8/10/12 length	Cover Screw TT6-0	Healing Abutments TT6x 1/2/3/5/6/8/10/12 length

Pilot Drills

D-3SPADE-1.8M
D-RB-MS
D-12T-M15
D-16-T



Twist Drill Dedicated Twist Drills TOP TRAY

D-220C
Ø2.2 mm



Dedicated Twist Drills TOP TRAY

D-220C
D-275C
D-350C
D-430C



Taps Cylindrical

D-TAP-ITC3
D-TAP-ITC4
D-TAP-ITC5



Taps Cylindrical

D-TAP-ITC3
D-TAP-ITC4
D-TAP-ITC5



Counter Sink

D-CSS-M
(Ø4 mm)
D-CSS-5
(Ø5 mm)



Dedicated Tapered Drills


Ø4.0
D-408T
D-410T
D-412T
D-414T



Ø5.0
D-508T
D-510T
D-512T
D-514T



Ø6.0
D-608T
D-610T
D-612T



Handpiece Insertion Tools

I-HITS
To fit W&H
Handpiece



I-HITSU
I-HITSU-S
To fit any
Handpiece



Wrench Insertion Tool

I-WI-ITS
I-WI-ITS-S
Wrench insert



Taps Tapered

D-TAP-ITT4
D-TAP-ITT5
D-TAP-ITT6



Handpiece Drivers

Torx
I-HSCS
S/M/L



Hex
UNIVERSAL
1.22/1.27

I-HHD-22U
S/M/L



Handheld Drivers

Torx
I-SCS
S/M/L



Hex
UNIVERSAL
1.22/1.27

I-HD-22U
S/M/L



Wrench Drivers

Torx
I-WI-SCS
S/M/L



Hex
UNIVERSAL
1.22/1.27

I-WI-22U
S/M/L



Instrument Tray IT-EG Bottom Tray

Fixture Mount Converter/ Extension Instrument

I-ITS-FMU



Placement Tool

I-CON-IT
Fixture Mount
Driver



Direction Indicators

I-DI

I-DIL



Ø2.8 mm
Ø2.0 mm

Ø5.0 mm
Ø4.0 mm

Angled Direction Indicators

I-DI-12D
I-DI-24D
I-DI-36D

I-DIN-12D
I-DIN-24D
I-DIN-36D



Ø2.0mm
Ø2.8mm

Ø2.0mm
Ø1.0mm

Drill Extensions

I-DE-G
WandH
I-DE-K
Universal



Depth Gauge

I-DG-20



Flat Spanner

I-SP-IT (system specific)



Ratchet Wrench

I-TWS



Torque Attachments

I-TWS-B45
I-TWS-B100



Wrench Converters

I-WI-CST
For Handpiece
inserts
(latch-type)
featuring the
W&H hex.




I-WI-SL
For Handpiece
inserts
(latch-type)
without the W
&H hex.



I-WI-SS
For SQUARE
connection of
fixture mounts
and instruments.



I-WI-SH
For HEX
connection of
fixture mounts



SOUTHERN IS GOING GREEN

SOUTHERN GÅR MOT EN GRÖNARE FRAMTID. HÅLLBARHET OCH KLIMATANSVAR I VARJE DETALJ.



ÖVER 1000 SOLCELLSPANLER

Utspridda över vår anläggning i Sydafrika.


MER ÄN 300 kW GENERERAS

Vilket gör det möjligt för hela produktionsanläggningen att drivas utanför elnätet!

NY KARTONG- FÖRPACKNING

Den nya förpackningen i vår nya SP1-serie minskar vårt koldioxidavtryck.





Unika och innovativa implantatprodukter

SP1 har en väldokumenterad yta med över 25 års dokumentation och en gemensam plattform för alla implantatstorlekar, vilket skapar ett smidigt arbetsflöde, färre komponenter och effektivare hantering. Den koniska anslutningen ger exakt passform och långsiktig stabilitet, den genomtänkta designen bidrar till att bevara mjukvävnaden för ett naturligt och estetiskt resultat. Tillverkat med grön innovation genom solenergi och maskinbearbetade koronala gängor 3mm. SP1 – utvecklat av tandläkare för tandläkare.

NYHET!
SP1



SP1 (Single platform Implants)

Single Platform SP1-implantatsystemet är Southern Implants första implantatserie som använder en enda protetisk plattform för alla implantatdiametrar inom serien. Detta främjar protetisk enkelhet och minskar behovet av ett stort protetiskt lager.



MSC-SP35
Ø3.5 mm



MSC-SP40
Ø4.0 mm



MSC-SP50
Ø5.0

SP1	Kod	Längd	Cylindrisk eller Konisk
Ø3.5	MSC-SP35	08 / 10 / 11.5 / 13 / 16 / 18 / 20	T
Ø4.0	MSC-SP40	08 / 10 / 11.5 / 13 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24	T
Ø5.0	MSC-SP50	08 / 10 / 11.5 / 13 / 16 / 18	T



Cover screw



Healing Abutments
HA-SP45-xx
Ø4.5
2.5/3.5/4.5/5.5
lengths



Healing Abutments
HA-SP50-xx
Ø5.0
2.5/3.5/4.5/5.5
lengths

ILZ Mini Implants

Användningen av mini-implantat för att hålla täckproteser på plats erbjuder ett alternativt behandlingssätt för äldre patienter med dåligt sittande proteser. Minimalt invasiv tandvård blir allt viktigare för den moderna tandläkaren och kan, när det är lämpligt, tillämpas för att förbättra protesens stabilitet och funktion för patienten.



ILZxx



MSC-SP40





MSC-SP50

ILZ	Kod	Längd	Cylindrisk eller Konisk
Ø2.4	ILZxx	08 / 10 / 11.5 / 13 / 16 / 18 / 20	T

Co-Axis	Kod	Längd	Cylindrisk eller Konisk
Ø2.4	MSC-SP40	08 / 10 / 11.5 / 13 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24	T
Ø2.4	MSC-SP50	08 / 10 / 11.5 / 13 / 16 / 18	T

Prosthetic Flowchart Standard Interface

DIRECT


Healing Abutments	Impression Copings	Laboratory Analogues	Prosthetic Components	Retaining Screws
HA-SP45-xx 2.5/3.5/4.5/5.5 	IC-SP45 (pick-up) ICT-SP45 (transfer) 		TC-SP (engaging) 1.5 mm collar TC-NSP (non-engaging) 1.5 mm collar  *Packaged with titanium screw	TS-SP-16 Titanium Torque: 32 Ncm Head Diameter: 2.0 Ncm 
HA-SP50-xx 	IC-SP50 (pick-up) ICT-SP50 (transfer) 	HA-SP50-xx 	SIB-SP-43C1.5 (engaging) SIB-SP-43C3 (engaging) SIB-SP-48C3 (engaging) SIB-SP-48C5 (engaging) SIB-NSP-43C1.5 (non-engaging) SIB-NSP-43C3 (non-engaging) SIB-NSP-48C3 (non-engaging) SIB-NSP-48C5 (non-engaging) Ø4.3 platform 1.5 mm collar Ø4.3 platform 3 mm collar Ø4.8 platform 3 mm collar Ø4.8 platform 5 mm collar  *Packaged with titanium screw	BS-SP-16 Brass* *(Blackened and for laboratory use only) 
	SFT-SP (scanning flag) 		TIB-SP-C1.5 (engaging) TIB-SP-C3 (engaging) TIB-NSP-C1.5 (non-engaging) TIB-NSP-C3 (non-engaging)  *Packaged with titanium screw	
			ASC Abutment Screw Angulated Screw Channel Abutment ASC-SP  *Packed with screw	TS-SP-ASC  Titanium Torque: 32 Ncm
			PA-SP (engaging) PA-NSP (non-engaging) PA-SP-16T PA-SP-16B Passive Abutment 4-piece kit  Titanium Titanium (packed with luting, lab and retaining screws)	PA-SP-P (engaging) PA-NSP-P (non-engaging)  (sold separately)

Prosthetic Flowchart Standard Interface

INDIRECT

Compact Conical Abutment	Healing Caps	Impression Copings	Laboratory Analogues	Laboratory Analogues	Retaining Screws
MC-SP-x 1.5/2.5/3.5/4.5 	HMCx 4/6 	CMC1 (pick-up) CMC2 (transfer) 	LSMC1 	TMC1 Titanium 1 mm collar TMC5 Titanium 5 mm collar 	TSH1 Torque: 10-15 Ncm 
MC-SP-17D-x 1.5/2.5/3.5 Packed with TS-SP-MC Screw torque: 20 Ncm 	HMCT7-x 4/6 	CMC-ZG-2 (transfer) 	LAD-MC (digital analogue) 	GMC1 Gold PKC-MC-48 PEEK* *Screw torque: 10-15 Ncm 	BSH1* Brass*  *Blackened and for laboratory use only
MC-SP-30D-X 1.5/2.5/3.5  Packed with TS-SP-MC Screw torque: 20 Ncm		SFT-MC-48 (scanning flag) Titanium 		TIB-NSP-C1.5 (non-engaging) 1 mm collar 	
(where x is collar height)				PA-MC-48 (passive abutment) 	
				ASC-TMC1 (angulated screw channel abutment)  (packed with screws)	TSH1-ASC Torque: 10-15 Ncm 

TOP TRAY



I-SP-EG for SPI Guided Surgery Tray

BOTTOM TRAY

Hex Drivers

I-DG-SP24



Drill Extensions

I-DE-G
W&H
I-DE-K
Universal



Torque Attachments

I-TWS-B45
I-TWS-B100



Ratchet Wrench

I-TWS



Wrench Converters




I-WI-CST
For
Handpiece
inserts
(latch-type)
featuring the
W&H hex.



I-WI-SL
For
Handpiece
inserts
(latch-type)
without the
W&H hex.



I-WI-SS
For
SQUARE
connection
of fixture
mounts and
instruments.



TOP TRAY

Pilot Drills

D-GS-CP
(standard)
D-GS-CP4
(narrow)


**Ø3.0
Guided Drills**

D-SP3008-GS
D-SP3010-GS
D-SP3011-GS
D-SP3013-GS
(standard)
D-SP3008-GSN
D-SP3010-GSN
D-SP3011-GSN
D-SP3013-GSN
(narrow)


**Ø3.5
Pilot Drills**

D-SP3508-GS
D-SP3510-GS
D-SP3511-GS
D-SP3513-GS
(standard)
D-SP3508-GSN
D-SP3510-GSN
D-SP3511-GSN
D-SP3513-GSN
(narrow)


**Ø4.0
Guided Drills**

D-SP4008-GS
D-SP4010-GS
D-SP4011-GS
D-SP4013-GS


**Ø4.5
Guided Drills**

D-SP4508-GS
D-SP4510-GS
D-SP4511-GS
D-SP4513-GS


**Ø5.0
Guided Drills**

D-SP5008-GS
D-SP5010-GS
D-SP5011-GS
D-SP5013-GS


**Bone
Profiler**


D-35CL-GSN
D-35CL-GS
D-40CL-GS
D-50CL-GS


**Tissue
Punch**

I-TC-GS3
I-TC-GS4
I-TC-GS5



SOUTHERNIMPLANTS


**Insertion Tools
Handpiece Inserts**

I-HSP-GSN
I-HSP-GS


**Wrench
Inserts**

I-WI-SP-S
I-WI-SP-M
I-WI-SP-L


**Hex Drivers
Hex (1.22 mm)**


I-HD
S/M/L
Handheld



I-HHD-22
S/M/L
Handpiece Insert



I-WI-22
S/M/L
Wrench Insert

**Ø2.0 mm
Twist Drill**

D-SP20
D-SP20L
D-20ST-GS-22
D-20ST-GS-32


Bone Mills

I-BM-SP-55
I-BM-SP-70


**Mucosal
Depth Gauge**


I-MD-SP

**Abutment Drivers
(Hex)**


I-AD
Handheld




I-HAD
Handpiece
Insert





I-WI-A
Wrench
Insert

Instruments Mucosal Depth Gauge markings I-MD-SP





Drills - Spade-twist drill markings - Dedicated SP1 drill markings







CAUTION: when drilling close to crucial anatomical landmarks, consider that the drill preparation site may be up to 1 mm deeper than the corresponding implant length.

Placement Tools - Placement tool depth markings



Reusable drills

D-SP20 D-SP20L	D-SP30 D-SP30L	D-SP35 D-SP35L	D-SP40 D-SP40L	D-SP45 D-SP45L	D-SP50 D-SP50L
					
Ø2.0	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø4.0


Reusable drills (Guided Surgery)

D-SP3008-GSN D-SP3010-GSN D-SP3011-GSN D-SP3013-GSN	D-SP3016-GSN D-SP3018-GSN	D-SP3008-GS D-SP3010-GS D-SP3011-GS D-SP3013-GS	D-SP3016-GS D-SP3018-GS
			
Ø3.0		Ø3.0	


Reusable drills (Guided Surgery)

D-SP3508-GSN D-SP3510-GSN D-SP3511-GSN D-SP3513-GSN	D-SP3516-GSN D-SP3518-GSN	D-SP3508-GS D-SP3510-GS D-SP3511-GS D-SP3513-GS	D-SP3516-GS D-SP3518-GS
			
Ø3.5		Ø3.5	


Reusable drills (Guided Surgery)



Standard Guided Sleeves Ø6.2 (outer) / Ø5.2 (inner)



Narrow Guided Sleeves Ø5.1 (outer) / Ø4.2 (inner)



EXTERNAL HEX - Klassisk koppling med beprövad tillförlitlighet

Extern Hex är en väldokumenterad och pålitlig koppling med lång klinisk historia. Den erbjuder flexibilitet och enkel hantering, samtidigt som den möjliggör kompatibilitet med ett brett utbud av komponenter och protetiska lösningar. Tack vare sin klassiska design och mekaniska stabilitet är Extern Hex ett tryggt val för förutsägbara och hållbara resultat - i både enkla och avancerade behandlingar.



Tapered



INVERTA®

	Kod	Längd	MSC	Cylindrisk eller Konisk	
Ø3.0	IP-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15	x		T
Ø3.25 Ø3.25	IBNxx IBNTxx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18	x		C T
Ø3.75 Ø3.75	IBSxx IBLxx*	7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 / 20 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 / 20	x		C C
Ø4.0 Ø4.0 Ø4.0	IBTxx MSC-IBTxx IETx	6 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 4	x		T T T
Ø5.0 Ø5.0 Ø5.0	BAxx MSCxx BATxx	6 / 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 6 / 7 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 6 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18	x x x		T T T
Ø6.0 Ø6.0	BBBTxx BBBTIxx*	6 / 8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 11.5 / 13 / 15			T T

*Internal drive implants (no fixture mount)

INVERTA

	Kod	Längd	Cylindrisk eller Konisk	
Ø3.5 - Ø4.0	IV-EX35-45xx	10 / 11 / 13 / 15		T
Ø4.0 - Ø5.0	IV-EX40-50xx	10 / 11 / 13 / 15		T
Ø5.2 - Ø6.0	IV-EX52-60xx	10 / 11 / 13 / 15		

CO-AXIS



Co-Axis®

	Kod	Längd	MSC	Cylindrisk eller Konisk	
Ø3.25	IBNT12D-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18	x		T
Ø4.0	IBR12D-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18	x		T
Ø4.0	IBR24D-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 / 20 / 22 / 24	X		T
Ø4.0	MSC-IBR36D-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 / 20 / 22 / 24	X		T
Ø5.0	BAT12D-xx	10 / 11.5 / 13 / 15 / 18	X		T
Ø5.0	BAR12D-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18	X		T
Ø5.0	BAR24D-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18	X		T
Ø5.0	BAR36D-xx	8.5 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 18 / 20 / 22 / 24	X		T
Ø6.0	BBBT12D-xx	10 / 11.5 / 13 / 15 / 18			
Ø6.0	BBBT24D-xx	10 / 11.5 / 13 / 15 / 18			

*Internal drive implants (no fixture mount)

Surgical Components

Cover Screw

Cover Screw
SCP-2



Healing Abutments

TPNx
Ø3.0



TPWx
Ø4.0



Cover Screw

Cover Screw
SCNU2



Healing Abutments

TBNx
Ø3.6



WBNx
Ø4.5



Cover Screw

Cover Screw
SCU2



Healing Abutments

TBx Ø4.5
Ø3.0



TBx
Ø5.5



2/3/4/5/6/8
lengths

2/3/4/6/8
lengths

Cover Screw

TV4Bx
Ø4.0



Healing Abutments

T4Bx
Ø4.5



T5Bx
Ø5.5



Cover Screw

Cover Screw
SCP-2



Healing Abutments

TBAx
Ø5.5



XBAx
Ø6.5



WBAx
Ø7.5



2/3/4/6/8
lengths

2/3/4/6/8
lengths

2/3/4/6/8
lengths

Cover Screw

TV5BAx
Ø5.0



T5BAx
Ø5.5



4/6
lengths

3/4/6
lengths

Healing Abutments

T6BAx
Ø6.5



T7BAx
Ø7.5



3/4/6/12
lengths

3/4/6/12
lengths

INTERNAL HEX

PROVATA-implantatet är en kombination av två beprövade konstruktioner: Southern Implants' externa hex-kropp med en intern hex-koppling. Samma implantatkroppsform och gängning som det externa hex-implantatet möjliggör användning av samma kirurgiska kit och förberedelseprocedur. PROVATA- och M-seriens implantat (med intern hex) har en precisionsbearbetad koppling för maximal stabilitet och tät förslutning mellan implantat och distans. Den ger utmärkt taktill känsla vid placering och anslutning av protetiska komponenter.



PROVATA®

PROVATA®

	Kod	Längd	MSC	Cylindrisk eller Konisk
Ø3.0	MSC-PRO3xx	8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18	x	T
Ø3.0	MSC-PRO3xxNF	8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18	x	T
Ø4.0	PRO4xx	6 / 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18		
Ø5.0	PRO5xx	8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18	x	T
Ø6.0	MSC-PRO6xx	8 / 10 / 11 / 13 / 15	x	T

'NF' in the item code denotes that the implant is packaged without a multipurpose fixture mount.



PROVATA®
Co-Axis®

CO-AXIS®

	Kod	Längd	MSC	Cylindrisk eller Konisk
Ø3.0	MSC-PRO12D3xx	8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18	x	T
Ø4.0	PRO12D4xx	6 / 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18	x	T
Ø5.0	PRO5xx	8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18	x	

PROMAX®



PROMAX®

	Kod	Längd	MSC	Cylindrisk eller Konisk
Ø6.0	PROMAX6xx	7 / 9 / 11	x	T
Ø7.0	PROMAX7xx	7 / 9 / 11	x	T
Ø8.0	PROMAX8xx	7 / 9 / 11	x	T
Ø9.0	PROMAX9xx			

Southern Implants ett flexibelt system

En ledande leverantör av unika och innovativa dentala implantatprodukter, med fokus på avancerade professionella användare som vill ha fler valmöjligheter.

ideal
SOLUTION



I-HEX-EG for surgical placement of External Hex Implants- INSTRUMENT TRAY

Pilot Drills
D-3Spade-1.8M
D-RB-MS
D-12T-M15
D-16-T

Ø2.0 mm Twist Drills
D-20T-M10
D-20T-M15
D-20T-M20
D-20T-M24

Dedicated Twist Drills

Ø2.9 mm D-29T-M15 D-29T-M20	Ø3.0 mm D-30T-M10 D-30T-M15 D-30T-M20	Ø3.3 mm D-33T-M10 D-33T-M15 D-33T-M20	Ø3.5 mm D-35T-M15
Ø4.0 mm D-40T-M10 D-40T-M15	Ø4.3 mm D-43T-M10 D-43T-M15	Ø4.6 mm D-46T-M10 D-46T-M15	Ø5.0 mm D-50T-M13
Ø5.3 mm D-53T-M13	Ø5.6 mm D-56T-M13		

Insertion Tools

I-CON-X
I-CON-XS

I-CONU-X
I-CONU-XS

Handpiece insert

Counter Bore
D-CB-F
D-CB-40M
D-CB-50M

Counter Sink
D-CSS-M (Ø4 mm)
D-CSS-5 (Ø5 mm)

Primary Drills
C1 2.2
C2 C3

Additional Drills
Ø3.25 0.2
Ø3.75 0.5
Ø4 0.4
Ø5 0.1

Placement Tools

Drivers
9
10
13
16

ASC Drivers

I-HD-ASC-M/L Handheld

I-HASC-M/L Handpiece Insert

I-WI-ASC-M/L Wrench Insert

Dedicated Tapered Drills

Ø3.0
D-30TP-8.5
D-30TP-10
D-30TP-11.5
D-30TP-13
D-30TP-15

Ø3.3
D-33TP-8.5
D-33TP-10
D-33TP-11.5
D-33TP-13
D-33TP-15
D-33TP-18
D-33TP-20
D-33TP-22

Ø4.0
D-40TP-6
D-40TP-8.5
D-40TP-10
D-40TP-11.5
D-40TP-13
D-40TP-15
D-40TP-18

Ø5.0
D-50TP-6
D-50TP-8.5
D-50TP-10
D-50TP-11.5
D-50TP-13
D-50TP-15
D-50TP-18

Abutment Drivers (Hex)

I-AD Handheld

I-HAD Handpiece Insert

I-WI-A Wrench Insert

Hex Drivers

Hex (1.22 mm)

I-HD-S/M/L Handheld

I-HHD-22 S/M/L Handpiece Insert

I-WI-22 S/M/L Wrench Insert

UNIVERSAL (1.22/1.27)

I-HD-22U S/M/L Handheld

I-HHD-22U S/M/L Handpiece Insert

I-WI-22U S/M/L Wrench Insert

Cover Screw Drivers (0.9 mm Hex)

I-CS-HD / L Handheld

I-HHD-09 Handpiece Insert

I-WI-09 Wrench Insert

I-HEX-EG for surgical placement of External Hex Implants- INSTRUMENT TRAY

BOTTOM TRAY

Fixture Mount Extension



I-FME
XS/M/L
For Fixture
Mount
(hex top)

Converters



I-WI-C-S
I-WI-C-L
Handpiece
to wrench

Depth Gauge

I-DG-20
I-DG-24



Drill Extensions




I-DE-G
I-DE-K
(featuring
W&H)
(universal)

Bone Mills (Optional)




I-BPM-40
I-BPM-55
I-BNM-45
I-BNM-55
I-BM-57
I-BM-67
I-BAM-62
I-BAM-77
I-BBBM-77

Direction Indicators



Angled Direction Indicators



Wrench Converters



I-WI-CST
For Handpiece inserts
(latch-type)
featuring the W&H hex.



I-WI-SL
For Handpiece inserts
(latch-type)
without the W&H hex



I-WI-SS
For SQUARE
connection of
fixture mounts
and instruments.



I-WI-SH
For HEX
connection of
fixture mounts.

Drivers



Ratchet Wrench I-TWS



Torque Attachments

I-TWS-B45
I-TWS-B100



Flat Spanner

I-SP-X (system specific)





Benersättning grunden för implantat

OsteoBiol – väldokumenterade biomaterial för benregeneration. Utvecklade för att ge optimal biokompatibilitet, stabil volym och förutsägbar integration vid implantatkirurgi.

Benersättning
Kirurgi

2





mp3 sprutor OsteoBiol

Benersättningsmaterial i pastaform för enkel applikation. Förfuktat granulat och collagengel, 90% benmix och 10% collagengel. Granulat storlek 600-1000mm. Sterilförpackad i spruta. Inläkningstid ca 5 månader.

DAB art.nr 514306 mp3 0,5 cc

DAB art.nr 514308 mp3 1,0 cc

GTO® OsteoBiol

GTO innehåller 80% kortikal cancellös benblandning (bengranulat) + 20% av TSV-gel. TSV-gel är typ I och III kollagen + en bio-kompatibel co-polymer som snabbt ökar sin viskositet när den placeras i kontakt med humant ben (konsistensen gör GTO lätt att applicera i sårområdet). Bengranuler innehåller cirka 22% kollagen.

DAB art.nr 514357 GTO 0,5 cc 1 Spr

DAB art.nr 514358 GTO 2,0 cc 1 Spr

Gen-Os OsteoBiol

Sterilt granulat som består av kollagenierat ben. Vävnadsvänligt material som blandas med koksalt eller patientens blod vid applicering. Gen-Os expanderar upp till 50% när det fuktas och blir enkelt att placera då det är hydrofilt.


DAB art.nr 514310 Gen-Os Flaska, 0,25 cc

DAB art.nr 514311 Gen-Os Flaska, 0,5 cc

DAB art.nr 514312 Gen-Os Flaska, 1 g

DAB art.nr 514313 Gen-Os Flaska, 2 g





Evolution OsteoBiol

Membran tillverkat av mesenkymal vävnad. Storleken kan anpassas genom att klippa med en steril sax. Läggs membranet i steril koksalt lösning blir det plastiskt och enkelt att placera. Membranet bör fuktas med steril koksalt lösning om inte operationsområdet redan blöder.

DAB art.nr 514340 Evolution Membran Standard, 20x20 mm

DAB art.nr 514341 Evolution Membran Standard, 30x30 mm

Lamina Membran OsteoBiol

Membran tillverkat av 100% kortikalt ben. Storleken kan anpassas genom att klippa med en steril sax. Läggs membranet i steril koksalt lösning blir det plastiskt och enkelt att placera. Inläkningstid ca 5 månader.

DAB art.nr 514347 Lamina Membran Curved, 35x35 mm

DAB art.nr 514348 Cortical Lamina standard 30 X 30 X 2 mm

DAB art.nr 514351 Soft Cortical Lamina Membran 25x25 mm





Baskirurgi instrument och bricka

En välkomponerad baskirurgisk bricka är grunden i varje kirurgiskt ingrepp. Den innehåller de viktigaste instrumenten för att möjliggöra precision, god åtkomst och effektiv vävnadshantering. Med rätt uppsättning på plats skapas trygghet för både kirurg och patient, oavsett ingreppets omfattning.





Luxator® Periotom

Luxationsinstrument speciellt utformat för att luxera tänder. Den tunna och vassa spetsen skär av ligamenten samtidigt som käkbenet i alveolen komprimeras så att tanden försiktigt frigörs från alveolen. Luxator Periotom används i tandens axiella längdriktning.

DAB art.nr 506331	Kit	7 st
DAB art.nr 506330	Kit	4 st



Luxator® Short Periotom

Korta (10 mm kortare) luxationsinstrument speciellt utformade för att luxera tänder. Den tunna och vassa spetsen skär av ligamenten samtidigt som käkbenet i alveolen komprimeras så att tanden försiktigt frigörs från alveolen. Luxator Short Periotom används i tandens axiella längdriktning.

DAB art.nr 506358,	S2S-right	1 st
DAB art.nr 506359	S3C-right	1 st
DAB art.nr 506360	S3S-right	1 st
DAB art.nr 506361	S3CA	1 st
DAB art.nr 506362	S5S-1	1 st



Luxator® Titanium

Luxatorer av rostfritt stål med en titanbeläggning, avsmalnande blad som komprimerar det alveolära benet, skär membranet och lossar tanden med minimal skada på vävnaden. Titanbeläggningen minskar friktionen och glider lätt. Behöver ej slipas.

DAB art.nr 506433	L3S TiN	1 st
DAB art.nr 506434	L2S TiN	1 st
DAB art.nr 506435	DE3 TiN	1 st
DAB art.nr 506436	L3A TiN-right	1 st



Luxator® P-serien

Har med sin pennfattning en ökad taktilitet, Tunna- re och skarpare arbetsdelar än ordinarie luxatorer.

DAB art.nr 506374	Kit	4 st
-------------------	-----	------

1



Hu Friedy Pincett
DAB art.nr 612232

2



Sårhake langerbeck
DAB art.nr 511245

3



MA Peang Böjd Halstead 12
DAB art.nr 512352

4



MA Peang Rak Halstead
DAB art.nr 512351

5



Ben tång RKN
DAB art.nr 511594

6



Nålförare
DAB art.nr 513581

Nr	Art nr	Benämning
1	612232	Hu Friedy Pincett Gerald Klo TPG3 18 cm
2	511245	Sårhake langerbeck
3	512352	MA Peang Böjd Halstead 12
4	512351	MA Peang Rak Halstead
5	511594	Ben tång RKN
6	513581	Nålförare
7	509249	Kirurgisk Sax Cooper Rak
8	509241	Stur/tandkött-Sax 11.5
9	510591	HF Raspatorie PPR3S
10	536344	Simplee Rak Sond
11	507220	Skalpellskaft nr 3
12	416964	LK Normal Bricka
13	416075	Instrumentlägg N Rostfri
14	541453	Simplee Spegelskaft Fingerformad
15	510629	HF Excavator #127/128
16	416101	Medikamentkopp Rostfri 200
17	548586	Lucas curette
18	510590	HF Raspatorie P 24 GSP

7



Kirurgisk Sax Cooper Rak
DAB art.nr 509249

8



Stur/tandkött-Sax 11.5
DAB art.nr 509241

9



HF Raspatorie PPR3S
DAB art.nr 510591

10




Simplee Rak Sond
DAB art.nr 536344

11



Skalpellskaft nr 3
DAB art.nr 507220

12



LK Normal Bricka
DAB art.nr 416964

13



Instrumentlägg N Rostfri
DAB art.nr 416075

14



Simplee Spegelskaft Fingerformad
DAB art.nr 541453

15



HF Excavator #127/128
DAB art.nr 510629

16



Medikamentkopp Rostfri 200
DAB art.nr 416101

17




Lucas curette
DAB art.nr 548586

18




HF Raspatorie P 24 GSP
DAB art.nr 510590



10-130-03E
DAB art.nr 507998
Skalpellskäft med gradering



10-256-15
DAB art.nr 507987
Skalpellblad sterila Nr 15C. 100 st/fp



Lucas CL876
DAB art.nr 548586
Kirurgisk curette



EXC127/86
DAB art.nr 510629
Excavator



P24GSP
DAB art.nr 510589
Raspatorium Periosteal



TP42
DAB art.nr 612234
Klopincett



Gerard TPG1
DAB art.nr 612336
Rak pincett Gerald, 18 cm



SR2
DAB art.nr 511241
Hake 42x10 mm



RKN
DAB art.nr 511594
Resektionstång 14,5 cm



Hemostat H3
DAB art.nr 513102
Peang Mosquito, böjd, 12 cm



NH5038
DAB art.nr 513581
Nålförare Crilewood 15 cm



S5069
DAB art.nr 509234
Sax Metzenbaum Curved Blunt



EXS96
DAB art.nr 536307
Enkeländad Sond



XP23/1279
DAB art.nr 548502
Kombinerad sond ficksond. 3, 6, 9, 12 mm.

S18SCX
DAB art.nr 509233
Iris, böjd/smal, 11,5 cm
Black Line



IMEDIN188S
DAB art.nr 416400
Rostfri kirurgibricka
för 18 instrument.
Mått: 290x184x34 mm
med tillbehörsfack och
clips för saxar.



Tunnel Instrumentering


TKN1X 2210
DAB art.nr 510601



TKN2X 2
Tunneling-Knife
DAB art.nr 510602



PH26M 2
Hourigan Periosteal
DAB art.nr 510588



PPAELAX
Periosteal Allen
Elevator Anterior
DAB art.nr 510607




PPAELX
Periosteal Allen
Elevator
DAB art.nr



Sinuslift Instrumentering

Acute Sinus
Kramer Nevins
Lift-Inst Lg Sm
IMP6577SCX
DAB art.nr 512010



Obtuse Sinus Lift
Kramer Nevins
Inst Lg Sm
IMP6578S
DAB art.nr 512004



SINC1X 1
Sinus-Curette
DAB art.nr 12005



Sinus Curette 2
SINC2X
DAB art.nr 512006





HUFRIEDYGROUP INTRODUCES SCIENTIFICALLY PROVEN ERGONOMIC **HARMONY™** SCALERS AND CURETTES

Designed with **TrueFit™ Technology**.

Increased patient comfort and reduced clinician fatigue:
requires **37% less pressure to the tooth** when scaling.¹

Can alleviate hand fatigue and injury risk:
pinch force reduced up to 65%.¹

Sharp and long lasting blades, with **EverEdge™ 2.0**
working ends: **72% sharper** than the next leading
competitor.²

It's
for a
lifetime³

**Stay sharp
without the hassle
of having to sharpen!**

Our premium sharpening
service will bring your
Harmony™ Scalers and
Curettes back to their
original efficiency.

Included for the life
of the instrument.

Learn How to
Scale in Perfect
Harmony at

**HuFriedyGroup.eu/
Harmony-Scaler**

Free Call: 00800 48 37 43 39 | **Free Fax:** 00800 48 37 43 40

E-Mail: info@hu-friedy.eu | **Website:** HuFriedyGroup.eu


f **@** **in** [HuFriedyGroupEurope](https://www.hufriedygroup.eu)

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

1) Data on file. Available upon request. 2) Products tested: Hu-Friedy™ EverEdge™ 2.0 H7 Scaler, American Eagle XP H6-7, PDT H6-7, LMEM/ENH6-7, and GMHartzell H6-7. For more information, contact David Platt, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, 3232 N. Rockwell St., Chicago, IL 60618. 3) See www.HuFriedyGroup.eu/Harmony-Scaler for terms & conditions.

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.
©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. HFL-650GB/1221

HuFriedyGroup
The Best In Practice



Ficksond
enkeländad
PCPUNC156
DAB art.nr
534327

Raspatorie
Papilla elevator
PH26M
DAB art.nr
510588

Tunneling Knife #1
Black Line
TKN1X bw
DAB art.nr
510601

Raspatorie
P24GSP
DAB art.nr
510590

Tunneling Knife #2
Black Line
TKN2X bw
DAB art.nr
510602

Skalpellskaft
10-130-05E
DAB art.nr
507997

Skalpellskaft
runt
SHDPV
DAB art.nr
507984

Micro Surgical Tunnel Kit



Skalpellskaft
Sterila
Nr 15C 10-256-15
DAB art.nr
507987

Skalpellskaft
Mikro
MB69
DAB art.nr
507989

Sax Böjd
18 cm
Castroviejo
DAB art.nr
509223

Nålförare
Rak Diam 18 cm
Micro Castroviejo
DAB art.nr
513595

Pincett
18 cm
TPSLCOSM
DAB art.nr
612228

IMS bricka
för kirurgi
18 instrument
IMEDIN186S
DAB art.nr
416405



Instrument
Kirurgi

3

Titanium Implant Scalers

Uppnå högsta standard med den senaste generationens Titanium Implant Scalers. Tillverkade av samma titanlegering som används för implantat och distanser, är dessa Scalers noggrant utvecklade för effektivt implantatunderhåll, debridering och borttagning av ytliga missfärgningar.

De är utformade för att användas både supragingivalt och subgingivalt. Den karakteristiska turkosa anodiseringen från Hu-Friedy förbättrar den visuella skärpan, medan de finjusterade eggarna, slipade efter anodiseringsprocessen, ger optimal skärpa. Instrumentens egenskaper är särskilt anpassade för att avlägsna tandsten och biofilm på ett skonsamt men effektivt sätt. Scalers kan vässas vid behov, vilket förlänger deras livslängd och ökar deras värde. Det ergonomiska Ergo-handtaget med stor diameter och korsmönstrad design ger ett säkert grepp och utmärkt taktill känsla under användning.

Art nr	Beskrivning	DAB art.nr
IMP204SDT	204SD	548650
IMPLG1/2T	Langer 1/2	548651
IMPM1/2T	Mini Five 1/2	548652
IMPM11/12T	Mini Five 11/12	548653
IMPM13/14T	Mini Five 13/14	548654

Hu-Friedy, Omnia, and Crosstex are now proud members of



Diamond Dusted Forceps

Dessa Diamond Dusted Forceps har en fin diamantbeläggning som ökar friktionen mellan tången och tandytan, vilket ger ett förbättrat grepp. Det säkra greppet om kronan och roten minskar risken för att tanden krossas eller fraktureras. En lätt diamantbeläggning är bunden till den längsgående räfflingen på tångens käftar, vilket avsevärt förbättrar greppet jämfört med traditionella tånger. De tunna, avsmalnande käftarna ger bättre åtkomst än traditionella tångkäftar. En matt yta ger ökad kontrast och minskar ljusreflektioner. Den unika håldesignen minskar tångens vikt, vilket ger ökad komfort och kontroll vid användning.

Name	Used On	SKU	DAB art.nr
1 Standard Forceps	Upper Incisors	F1XSD	505521
1 Apical Forceps	Upper Incisors	FAF1XSD	505522
35 Forceps	Upper Canines and Premolars	F35XSD	505523
35 Apical Forceps	Upper Canines and Premolars	FAF35XSD	505524
44 Root Forceps	Upper Roots	FX44XSD	505525
51 Root Forceps	Upper Roots	FX51XSD	505526
67 Forceps	Upper Molars	F67XSD	505527
13 Forceps	Lower Premolars	F13XSD	505528
21 Forceps	Upper 3rd Molars	F21XSD	505529
36 Forceps	Lower Incisors	F36XSD	505530
36 Apical Forceps	Lower Premolars and Incisors	FAF36XSD	505531
45 Root Forceps	Lower Roots, Serrated	FX45XSD	505532
73 Forceps	Lower Molars	FX73XSD	505533
79 Forceps	Lower Molars	FX79XSD	505534


Hu-Friedy, Omnia, and Crosstex are now proud members of



Bedömning av Osseointegration

- 🔸 Förkorta behandlingstiden
- 🔸 Säkrare implantatbehandling för riskpatienter





MJK Engångsskalpeller

Sterila engångsskalpeller, med blad anpassade för munnen och dess anatomi. Utformade för att kunna göra snitt i approximala områden, distalt om sista tanden, papilärt och i sulcus.

BH001	skalpellblad	DAB art.nr 507854
BH002	skalpellblad	DAB art.nr 507853
BH004	skalpellblad	DAB art.nr 507855
BW001	skalpellblad	DAB art.nr 507845
BW002	skalpellblad	DAB art.nr 507846
BW003	skalpellblad	DAB art.nr 507847
BW004	skalpellblad	DAB art.nr 507848
SB001	skalpellblad	DAB art.nr 507849



Suturer

för alla typer av ingrepp

Suturer är en grundläggande del av all kirurgi - från enklare ingrepp till avancerade operationer. Med rätt suturmaterial säkerställs stabil vävnadsanpassning, optimal läkning och hög patientkomfort. Ett brett sortiment ger flexibilitet och precision i varje steg av behandlingen.



Needle Curvings



1/2 Circle




3/8 circle



straight

INFORMATION FÖRPACKNING




ideal
SOLUTION

- | | | | |
|----|--|------|------------------------|
| 1. | Brand Name 1. Artikel | 10. | EP metric/USP size |
| 2. | Product code | 9. | Fadenlänge |
| 2. | Produktcode (Nadelcode) | 10. | EP metric/USP size |
| 3. | Needle curving | 11. | Produktbezeichnung |
| 3. | Nadelkurve | 12. | Sterilization method |
| 4. | Needle length | 12. | Sterilisierungsmethode |
| 4. | Nadellänge | 13. | Manufacture date |
| 5. | LOT number | 13. | Herstellungsdatum |
| 5. | Nadellänge | 14. | Number of sutures |
| 6. | Notified body/ authorization number | 14. | Anzahl der Fäden |
| 6. | bekannte Stelle/ Genehmigungsnummer | 15. | Expiration date |
| 7. | Do not reuse | 15. | Verfallsdatum |
| 7. | Nicht wieder verwendbar (Einmalgebrauch) | 16. | Needle point type |
| 8. | Read instructions for use | 16. | Spitzentyp der Nadel |
| 8. | Siehe Gebrauchsanweisungen | 17. | Needle drawing |
| 9. | Thread length | 18.. | Zugfestigkeit |
| 9. | Fadenlänge | | |

SUTURES

ABSORBABLE

Observera att i alla suturer finns fler 0-typersamt längder och storlekar.



P.G.A.

Braided, violet, synthetic absorbable polyglycolic acid surgical suture, PGA-PCl-copolymer coated.



Neosorb (PGLA)

Braided, violet, synthetic absorbable polyglactin 910 surgical suture, coated.



Neosorb Rapid (RPGLA)

Braided, undyed synthetic rapid absorbable, polyglactin 910 surgical suture, coated

SUTURES

NON-ABSORBABLE

Observera att i alla suturer finns fler 0-typersamt längder och storlekar.



Propylen

Blue monofilament non absorbable polypropylen surgical suture.



Polyamid

Blue monofilament non absorbable polyamid surgical suture (nylon).



Silk

Black, braided, non absorbable, wax coated, silk surgical suture.



Monosorb

Monofilament, violet, synthetic absorbable, poly (p-dioxanone) surgical suture-PDO.



Monofast

Monofilament, violet, synthetic absorbable, polyglycolic acid-co-poly caprolactone surgical suture-PGCL.




Polyester

Green, braided, on absorbable, silicone coated, polyester surgical suture.



Profimed

Undyed monofilament non absorbable, PTFE suture.



Steel

Stainless steel surgical suture 316LVM.




Supramid

Black pseudo-monofilament or monofilament non absorbable polyamide surgical suture.

Sutur
Kirurgi

4



P.G.A

Absorbable polyglycolic acid, braided, violet, coated

Art nr	USP	EP	längd	nål	beskrivning
9609	7/0	0.5	45cm	10mm	3/8 circle, reverse cutting
9610	6/0	0.7	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
9611	5/0	1.0	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
9620	6/0	0.7	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
9621	5/0	1.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
9622	4/0	1.5	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
9623	3/0	2.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
9631	5/0	1.0	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
9632	4/0	1.5	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
9633	3/0	2.0	75cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting



NEOSORB

Absorbable polyglactin 910, braided, violet, coated

Art nr	USP	EP	längd	nål	beskrivning
N610	6/0	0.7	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
N611	5/0	1.0	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
N620	6/0	0.7	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
N621	5/0	1.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
N622	4/0	1.5	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
N631	5/0	1.0	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
N632	4/0	1.5	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting



NEOSORB

Absorbable polyglactin 910, braided, violet, coated

N633	3/0	2.0	75cm	19mm	1/2 circle, round bodied
N431D	5/0	1.0	45cm	19mm	1/2 circle, round bodied
N922	4/0	1.5	75cm	20mm	1/2 circle, round bodied
N923	3/0	2.0	75cm	20mm	1/2 circle, round bodied
N642	4/0	1.5	75cm	24mm	1/2 circle, round bodied
N643	3/0	2.0	75cm	24mm	1/2 circle, round bodied
N644	2/0	3.0	75cm	24mm	1/2 circle, round bodied
N142	4/0	1.5	75cm	26mm	1/2 circle, round bodied
N143	3/0	2.0	75cm	26mm	1/2 circle, round bodied
N144	2/0	3.0	75cm	26mm	1/2 circle, round bodied
N145	0	3.5	75cm	26mm	1/2 circle, round bodied



NEOSORB RAPID RPGLA

polygactin 910, braided undyed, coated

Art nr	USP	EP	längd	nål	beskrivning
NR610	6/0	0.7	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
NR611	5/0	1.0	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
NR620	6/0	0.7	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
NR621	5/0	1.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
NR622	4/0	1.5	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
NR631	5/0	1.0	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
NR632	4/0	1.5	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting



MONOFAST

Absorbable PGCL monofilament, violet

Art nr	USP	EP	längd	nål	beskrivning
18610	6/0	0.7	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
18611	5/0	1.0	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
18612	4/0	1.5	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
18621	5/0	1.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
18622	4/0	1.5	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
18631	5/0	1.0	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
18632	4/0	1.5	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting



Profimed

Non absorbable PTFE,
monofilament, undyed

Art nr	USP	EP	längd	nål	beskrivning
PR609S	7/0	0.5	45cm	10mm	3/8 circle, reverse EXTRA cutting
PR610	6/0	0.7	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
PR611	5/0	1.0	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
PR620	6/0	0.7	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
PR621	5/0	1.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
PR622	4/0	1.5	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
PR631	5/0	1.0	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
PR632	4/0	1.5	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
PR631T	5/0	1.0	45cm	18mm	3/8 circle, round- diamond point
PR632T	4/0	1.5	45cm	18mm	3/8 circle, round- diamond point



Polyamid

Non absorbable
polyamid (nylon)
monofilament, blue

Art nr	USP	EP	längd	nål	beskrivning
4609	7/0	0.5	45cm	10mm	3/8 circle, reverse cutting
4600	6/0	0.7	45cm	10mm	3/8 circle, reverse cutting
4600S	6/0	0.7	45cm	10mm	3/8 circle, reverse EXTRA cutting
4610	6/0	0.7	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
4611	5/0	1.0	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
4620	6/0	0.7	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
4620S	6/0	0.7	45cm	16mm	3/8 circle, reverse EXTRA cutting
4621	5/0	1.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
4622	4/0	1.5	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
4631	5/0	1.0	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
4632	4/0	1.5	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting



Propylen

Non absorbable
polypropylen
monofilament, blue

Art nr	USP	EP	längd	nål	beskrivning
6610	6/0	0.7	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
6611	5/0	1.0	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
6612	4/0	1.5	45cm	12mm	3/8 circle, reverse cutting
6620	6/0	0.7	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
6621	5/0	1.0	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
6622	4/0	1.5	45cm	16mm	3/8 circle, reverse cutting
6631	5/0	1.0	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting
6632	4/0	1.5	45cm	19mm	3/8 circle, reverse cutting





OP Tillbehör rätt redan från start

Kirurgiska tillbehör är avgörande för att skapa en effektiv och hygienisk arbetsmiljö. Från sug och dukar till skyddsutrustning och engångsartiklar – rätt tillbehör förenklar arbetsflödet och bidrar till säkra resultat för både team och patient.





Nr	Art nr	Benämning	Antal
1	702775	Operationsrock Nr 616641, sterilförpackad,	28 st
2	700049	Mölnlycke munskydd blå knytband skumremsa	50 st
3	700081	Top Dent Munskydd Blå Knytband	50 st
4	702738	Mölnlycke Operationsmössa Annie Vit,	150 st
5	5702436	Top Dent Skyddsmössa	100 st
6	703453	Barrier 75x90 Operationsduk steril,	1 st
7	737615-16	Gammex Latexhandske Steril PF Strl 6,5-7	1 par
8	5737800-05	Profeel latexhandskar	50 st
9	737567-72	Sempermed Supreme Operationshandske	50 st
10	703585	Dentalset Nr 1290-02, sterilt,	1 st
11	708020	Top Dent Dentostan	24 st
12	507869	Skalpellblad Fig 15,	100 st
13	510586	Top Dent Raspatorie Norberg	1 st
14	503552	Spol Spruta Plastipac Luer 20 ml,	60 st
15	501830	Spolkanyl 18G 1,2 x 39 mm,	100 st
16	501550-1 och 501560-1	Top Dent Kanyl Injektion, 100 st	100 st
17	100104	Kylslang Set till Implant med Omnia,	1 st
18	702749	Omnia förlängning manuell irration set, luer,	10 st
19	158940	Medena Sugset M0408,	50 st



4



Operationsmössa

Annie Vit, 150 st
DAB Art.nr 702738

5



Top Dent Skyddsmössa

Blå, 100 st
DAB Art.nr 5702436

6



Barrier 75x90

Operationsduk steril
DAB Art.nr 703453

7



Gammex Latexhandske

Steril PF, Strl 6,5-7
DAB Art.nr 737615-16

8



Profeel latexhandskar

Steril PF, 50 par
DAB Art.nr 737800-05


9



Sempermed Supreme

Operationshandske, 50 par
DAB Art.nr 737567-72

10



Dentalset

Nr 1290-02, sterilt
DAB Art.nr 703585


11



Top Dent Dentostan

24 st
DAB Art.nr 708020

12



Skalpellblad

Fig 15, 100 st
Art.nr 507869

17



Kylslang

Set till Implant med Omnia
DAB Art.nr 100104

18



Omnia förlängning

manuell irration set, luer
DAB Art.nr 702749

19



Medena

Sugset M0408
DAB Art.nr 158940

Följ oss!

Följ vårt nyhetsflöde i sociala medier och håll dig uppdaterad om allt spännande som händer hos oss på DAB.

På Facebook, Instagram och LinkedIn delar vi bland annat produktnyheter, lediga tjänster, exklusiva erbjudanden och förhandsinformation om våra resor, kurser och event. Du får även en inblick i våra tidigare evenemang genom bilder och uppdateringar. Välkommen att hänga med oss!



Sök på **dabdental** eller följ länken från vår hemsida



Användarnamn: **dab_dental**



linkedin.com/company/**dab-dental-ab**

Kundtjänst förbrukning

08-506 505 05

Kundtjänst utrustning

08-506 505 37

Växel

08-506 505 00

Mail

kontakt@dabdental.se

Hemsida

dabdental.se

e-handel

dabdental.se

Kvalitetsstyrning

Vår samling på kvalitetsstyrning innebär att du får den goda service vi föresätter oss att leverera till dig. Du kan också vara säker på att vi har tänkt igenom hur vi förhåller oss till den miljöpåverkan som vår verksamhet innebär.

DAB Dental AB

Box 423

194 04 Upplands Väsby

Besöksadress: Finvids Väg 8