



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.



ALLT DU BEHÖVER.

INTE MER.

MEN INTE MINDRE.



EN BONDING FÖR ALLA TILFÄLLEN

SIMPLEE® UNIVERSAL BOND

Självsätande universaladhesiv, ljushärdande. Lämplig för alla etsningstekniker. Mycket bra vidhäftning även till dentin i vått tillstånd.

Kan användas med valfritt dual-, själv- eller ljushärdande material. Kan även appliceras som primer för metall och keramik samt reparationer på komposit och keramik.

Indikation: Alla klasser av direkta restaureringar med komposit (klass I till V). Infästning av rotstift, kronor, inlägg/onlays, fasader.

5 ml flaska

380 359



KOMMER SNART



SIMPLEE® PROTESFINISH

Glansspray för proteser och plast. För en enhetlig satinfinish, med mintdoft.

Spraya på från ca 4 - 5 cm avstånd och polera lätt med en mjuk trasa.

75 ml

Inom kort 1 Flaska


SIMPLEE® SCAN SPRAY

Klassisk matt scanspray med fin, tät pulverfilm på 5 µm för dagligt laboratoriebruk.

Torkar snabbt efter applicering. Genom ökad densitet är produkten också bra för att maskera metall samt lämplig för restaureringar. Titanoxidfri. Färg vit.

200 ml

Inom kort 1 Flaska



SIMPLEE® MIXING PAD

För avtrycksmaterial, cement och kompositser.

Tillverkad av nötningsbeständig papper, specialbelagt på ena sidan, blockerat på båda sidor.

7 x 9,5 cm, 60 Blad

415 079 1 Block

12,5 x 18 cm, 25 Blad

415 078 1 Block



 **SIMPLEE®**
ETSGEL

Etsgel med 36 % fosforsyra för konditionering av emalj och dentin, antingen via selektiv etsteknik eller totaletsnings teknik. Etsgelen har optimala tixotropa flytegenskaper.

Färg blå-grön.

20 x 1,4 ml Spruta,
25 Applikationskanyler
682 135 1 Kit

Applikationskanyl 22G,
böjd 45°, blå,
10 mm lång, 100 st.

Inom kort 1 Pckg.

Applikationskanyl 20G,
böjd, svart,
11 mm lång, 100 st.

Inom kort 1 Pckg.





SIMPLEE® SIMPLEEJECT

Steril engångsspolspruta 3 ml inkl sköjlkanyl.

Grovlek	100 st/box
23G, 0,6 mm	500 727
27G, 0,4 mm	500 728

SIMPLEE® ALGINAT

Dammfritt alginat, för detaljerade avtryck.

Lång dimensionsstabilitet (100 timmar), smak av pepparmynta. Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum.

Tillgänglig i tre varianter:

Simplee Alginat:

normal härdningstid, blandningstid: ca 45 sekunder,

Förberedelse för avtryckstagning: 1 min 45 sek,

Härdningstid i munnen: 30 sek.

Total genomhärdningstid: 1 minut 55 sekunder, färg: blå.

Simplee Alginat quick:

snabbhärdande, blandningstid: ca 45 sekunder,

Förberedelse för avtryckstagning: 1 min 30 sek,

Härdningstid i munnen: 30 sek.

Total genomhärdningstid: 1 minut 40 sekunder, färg: blå.

Simplee Alginat color:

normal härdningstid, blandningstid: ca 45 sekunder,


Förberedelse för avtryckstagning: 1 min 45 sek,

Härdningstid i munnen: 30 sek.

Total genomhärdningstid: 1 min 55 sek, Färg: lila till rosa till vitt.



	Påse: 500 g	Bulk: 20 påsar à 500 g
Alginat	808 120	808123
Alginat quick	808 121	808124
Alginat color	808122	808125



SIMPLEE® SIMPLEEDRY

Parotisblockerare, absorberar 30 gånger din vikt.

Smidig, anpassa sig efter kindrörrelser.

Ersättning för cofferdam vid vissa behandlingar, full täckning av parotisörtel. Med polyetenfilm som skärskydd, stannar kvar på plats men lätt att ta bort med vattenspray.

Storlek	50 st/box
liten	156 552
stor	156 553



 **SIMPLEE®**
MUNSKYDD IIR

- 3-lagers munskydd med resåröglor och näsklämma
- Filtereffektivitet >98 % enligt EN 14683:2019 typ IIR
- Hög bärkomfort, lågt andningsmotstånd och bra vätskebeständighet.

Färg	50 st/box
svart	700 131
magenta	700 132
indigo	700 133
fossil	700 134





200 ST



 **SIMPLEE®**
NITRILHANDSKE
200 ST

Puderfri nitrilhandske. Denna mycket elastiska och mjuka handske ger en bekväm bärkomfort och har en hög taktill känslighet. Säkert grepp tack vare struktur på fingertopparna.

AQL 1.5, tillverkad enligt EN455,

kemikaliebeständighet i enlighet med EN 374.

Storlek	200 st/box blå	200 st/box vit
XS	737 383	737 379
S	737 384	737 380
M	737 385	737 381
L	737 386	737 382
XL	737 387	737 378




 **SIMPLEE®**
ENGÅNGS
SERVETTEHÅLLARE

Med självhäftande ändrar att fästa på valfri typ av servett.

Följer gällande hygienrekommendationer, rengörings-
förberedelser av hållare är inte längre nödvändiga.

250 st/box

621 446





SIMPLEE® PATIENTSERVETT

För fukt och dentala material, exv. avtrycksmaterial och kompositer.

Tillverkad av nötningsbeständigt material, 2 lager papper belagt med PE-film på ena sidan

33 x 45 cm, 500 st/box

vit

702 405 1 Kartong

mörkblå 1 Kartong

702 406 1 Kartong

grön

702 407 1 Kartong

KOMMER SNART



PAPPERSHANDDUK 2-LAGER

natural (cellstoff):

23 x 33 cm, 2.560 St.

Inom kort 1 Kartong

natural (cellstoff):

Zickzack-fold, 23 x 24,8 cm,
3.750 St. (250 st/bunt)


Inom kort 1 Kartong



 **SIMPLEE®**
SOND

ihålligt runt handtag.

- Fig. 9
536 344 1 St.
- Fig. 23
536 345 1 St.
- Fig. 8
536 346 1 St.
- Fig. 17
536 347 1 St.



Nr. 19



Nr. 20



Nr. 21



Fig. 1/2



Fig. 3/4



Fig. 5/6



Fig. 7/8



Fig. 9/10



Fig. 11/12



Fig. 13/14



Fig. 15/16



Fig. 204S



Fig. 204SD



Fig. H6/H7



SIMPLEE® HEIDEMANNSPATEL

Ihålligt runt handtag

Nr. 19, 2,0 mm

541 470 1 St.

Nr. 20, 2,5 mm

541 471 1 St.

Nr. 21, 3,0 mm

541 472 1 St.



SIMPLEE® GRACEY KYRETTER

Gracey-kyretter för subgingival scaling och rothyvling.

Fig. 1/2

540 200 1 St.

Fig. 3/4

540 201 1 St.

Fig. 5/6

540 202 1 St.

Fig. 7/8

540 203 1 St.

Fig. 9/10

540 204 1 St.

Fig. 11/12

540 205 1 St.

Fig. 13/14

540 206 1 St.

Fig. 15/16

540 207 1 St.



SIMPLEE® SCALER

Scaler för att ta bort subgingival tandsten och debris.

204S

547 960 1 St.

204SD

547 961 1 St.

H6/H7

547 962 1 St.

 **SIMPLEE®**
PINCETT

Pincett med tandad spets.

Meriam 16 cm
612 706 1 St.

College 15 cm
612 707 1 St.




 **SIMPLEE®**
MUNSPJEL-
SKAFT

6-Kantig, ihålig
541 451 1 St.

8-Kantig, massiv
541 452 1 St.

Fingerform, ihålig
541 453 1 St.



 **SIMPLEE®**
ASPIRATIONS-
SPRUTA

Cylinderampulspruta (1,8 ml)
med lutningsfunktion, gängad
och ringtrycke

500526 1 St.





 **SIMPLEE®**
SCALER TIPS

ZEG anslutning i korrosionsbeständigt, flexibelt stål.

för Dentsply Sirona*:

Tandstensborttagning:



sr3l Universal
109 513 1 St.



sr4l Universal fin
109 514 1 St.



srPE1 Perio
109 537 1 St.



sr2l Versatile
109 536 1 St.



sr1l General
109 535 1 St.



srPE2 Perio högervinklad
109 538 1 St.



srPE3 Perio vänstervinklad
109 539 1 St.

Momentnyckel:



för DS*
109 525 1 St.

för KaVo*:

**KaVo* Sonicflex 2000 N/
Lux 2003 LX:**



k5 Universal
109 507 1 St.



k6 Sichel
109 508 1 St.



k7 Perio
109 509 1 St.



k60 lang
109 531 1 St.



k61 paro
109 533 1 St.



k62 paro
109 534 1 St.

KaVo* Piezolutz/ Sonosoft:



k11 Universal
109 510 1 St.



k9 Sichel
109 511 1 St.



k10 Perio
109 512 1 St.


KaVo* Sonicflex quick 2008:



k5A Universal
109 503 1 St.



k6A Sichel
109 504 1 St.



k7A Perio
109 505 1 St.



k8A Perio extralång
109 506 1 St.



k60A lång
109 532 1 St.

KaVo* Piezo LED:



k201
109 500 1 St.



k202
109 501 1 St.



k203
109 502 1 St.

Momentnyckel:



för KaVo Sonicflex*
109 524 (utgående) 1 St.



för KaVo Sonicflex*
109 529 1 St.



för KaVo PiezoLED/Piezo soft*
109 530 1 St.

för NSK*:

Tandstemsborttagning:



nS1 Universal
109 515 1 St.



nS2 Sichel
109 516 1 St.



nS3 Perio
109 517 1 St.



nG1
109 540 1 St.



nG16
109 541 1 St.



nG4
109 542 1 St.



nG6
109 543 1 St.



nG8
109 544 1 St.



nS20
109 545 1 St.

Momentnyckel:



för NSK*
109 526 1 St.

för ACTEON*:

Tandstemsborttagning:



s1 Universal
109 521 1 St.



s10P sub-/supragingival
109 523 1 St.



S1S sub-/supra slim
109 547 1 St.



s10X interdental/approximal
109 522 1 St.



S10Z subgingival
109 546 1 St.



sH3 anterior Perio
109 548 1 St.

Momentnyckel:



för ACTEON*
109 528 1 St.

för EMS*:

Tandstemsborttagning:



eA Universal
109 518 1 St.



eP Perio
109 519 1 St.



ePS Perio fin
109 520 1 St.

Momentnyckel:



för EMS*
109 527 1 St.

SIMPLEE® BOMULLSRULLAR

Bomullsrullar gjorda av 100% bomull.
Hudvänliga, fastnar inte på munslemhinnan.

Storlek 300 g/påse

1	737 430
2	737 431
3	737 432



SIMPLEE® BIO ENGÅNGS- TANDBORSTE

Engångstandborste med handtag av
fyrnyelsebar veterärvara.
4 filamenttrådar, impregnerade med tandkräm.
Individuellt hygieniskt förpackad.

blå, 100 St./box

728 817



SIMPLEE® DAPPENBÄGARE

Slåta och tandade dappenbägare av plast.

Biodappenbägarna är tillverkade av fossilfritt mtrl
(trädoalja). Dappenbägarna kan inte steriliseras.
Ej medicinteknisk produkt.

Färg	rak, 1000 St.	tandad, 1000 St.
vit	411 501	411 506
gul	411 502	–
blå	411 503	411 507
röd	411 504	–
svart	411 505	–

Färg	BIO rak, 50 St.	BIO tandad, 50 St.
vit	411 508	411 509




rak kant

tandad kant



KOMMER SNART



KOMMER SNART

SIMPLEE® POLERBORSTE

Med nylonfilament. Ej steriliserbar. För vinkelstycke.

Hårdhetsgrad	100 St./fpk
rosa, mjuk	156 805
vit, styv/hård	156 806

SIMPLEE® PROPHY-POLERARE

Latexfria engångsputskoppar i 2 hårdhetsgrader. För vinkelstycke.

Färg	24 St./fpk
blå, mjuk	487 876
gul, hård	487 877

SIMPLEE® WIPES RSD 400

Ready-to-use, alkoholreducerade desinfektionsservetter (18x20 cm) för snabb desinfektion av icke-invasiva medicinteknisk utrustning och ytor.

Mycket bra materialkompatibilitet.

Levereras i praktisk förpackning som kan återförslutas.

Brett aktivitetsspektrum och snabb effektivitet.

Material tillverkat av förnybara råvaror.

Neutral doft

6 flow-packs à 100 ark

Kommer inom kort

 **SIMPLEE®**
PENSELINSATS

100 St./fpk

fin, transparent skaft

Kommer inom kort

medium, rött skaft

Kommer inom kort

stor, transparent skaft

Hållare för Simplee Micro Tips/Pensel

Kommer inom kort 1 St.



fin

medium

stor



SNART I NY DESIGN

 **SIMPLEE®**
MICRO TIPS

Miniatyrapplikationstips, flockade.

För applicering av vätskor och geler.

transparent, 100 St./fpk.

Kommer inom kort

Hållare för Simplee Micro Tips/Pensel

Kommer inom kort 1 St.



 **SIMPLEE®**
FLEXIBRUSH

Böjbar borste för applicering
av vätskor och geler.

medium blå, 100 St.

Kommer inom kort



 **SIMPLEE®**
MIKRO-
APPLIKATOR

Flockade mikroapplikatorer för exakt
applicering av vätskor och geler, böjbar.

Längd: 10 cm.

Färg 100 St./fpk.

blå (regular) **681 715**

gul (fine) **681 716**


vit (x-fine) **681 717**



regular

fine

x-fine



NiTi ring med silikontuber



604443



604441



604442

SIMPLEE® SEKTIONSMATRIS

Sektionsmatrissystem för att skapa perfekta kontaktpunkter vid klass II-fyllningar, samt för att anatomiskt exakt bilda en tandform i molarområdet.


Speciella silikontuber på ringens ändrar ger ett säkert fäste mot matris, samtidigt som de säkerställer perfekt matrisanpassning mellan tänderna.

Nickel-titanförstärkt ring med greppdetaljer i plast.

Ring- och silikontuber kan autoklaveras upp till 134°C.

Matriser är tillverkade i rostfritt stål.

Art	Ref
Kit	604 440
2 NiTi ringar, 6 silikontuber, 40 st molar matris, 40 st premolar och 20 st molar+extension	
Ring kit	604 444
2 NiTi ringar, 6 silikontuber	
Molar + extension	604 443
25 st matris + extension, 0,04mm	
Molar	604 441
50 st matris molar, 0,04mm	
Premolar	604 442
50 st matris premolar, 0,04mm	



SIMPLEE® HELIX TEST

Simplee Helix Test är en indikator och ett satskontrollsystem för test av steriliseringsprocesser i autoklaver.

Avsett för ångautoklaver klass B och S.

PCD i enlighet med NEN-EN 867-5. Indikatorerna uppfyller kraven i ISO 11140-1 klass 2.

Testkropp och 250 teststrips.

121 119





 **SIMPLEE®**
COLDSPRAY

Kylspray för att snabbt frysa skumgummipellet, för vitalitetstestning och för kylning av avtrycksmaterial. CFC-fri.

Utlöppstemperatur -50°C, mintarom.

200 ml

416 107

MINTAROM

-50 °C



SIMPLEE®
All you need. No more. But no less.

Simplee · www.simpleedental.com

Köp dina produkter hos DAB Dental; www.dabdental.se eller ring Kundtjänst på 08-506 505 05

dab